

Produktdatenblatt

MediClassic Splash

REF:	2112G
Produktbezeichnung:	MediClassic Splash
Handelsmarke:	SAFE®
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG



Klassifizierung:	Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458		
Farbe:	Grün		
Größe:	18 x 9,5/19 cm		
Material:	Außenseite:	flüssigkeitsabweisendes Polypropylenvlies	
	Innenseite:	hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies	
	Filtermedium:	Meltblown-Mikrofaser aus Polypropylen	
	Gummiband:	hochwertiges Polyurethan, latexfrei und weich	
	Nasenbügel:	PE ummantelter Draht	
	Schild:	beschlagfrei und distorsionsfrei, mit Seitenklappen	
Produktbeschreibung:	<p>Latexfreie, hochwertige, anatomisch geformte, nicht sterile Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel, die Innen- und Außenseite bestehen aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies. Das Filtermedium besteht aus speziellem, im Meltblown-Verfahren hergestelltem Mikrofaservlies. Zusammengeschweißt im Ultraschallverfahren.</p> <p>Das nicht reflektierende, beschlagfreie Augenschild schützt auch bei flüssigkeitsintensiven Eingriffen zuverlässig vor Spritzern. Mit Seitenschutz.</p> <p>Frei von Latex und Phthalaten.</p>		
Allgemeine Anforderungen:	EN 14683:2005 für chirurgische Masken: Typ II R (flüssigkeitsresistent)		
Verpackung:	Menge	Verpackung	GTIN
	25 Stk.	Spenderbox	4049825000174



	400 Stk.	Karton	4049825000174
Gebrauchsdauer:	Einmalgebrauch		
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren.		
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu befolgen.		