

Produktdatenblatt

PE-Überschuhe XL



Die Herstellung entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungssystems ISO 9001:2008, HACCP Konzept.

Produktdaten (V.1)

Produktbezeichnung:	PE Überschuhe		
Handelsmarke:	SAFE®		
REF:	952B		
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG		
Klassifizierung:	Kategorie I der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung (PSA).		
Produktbeschreibung:	Die Überschuhe bestehen aus einer flüssigkeitsundurchlässigen, wiederverwertbaren Kunststoffolie. Die Öffnung ist mit eingeschweißtem Gummizug versehen.		
Material:	Reines Polyethylen, 75 µm Gummizug: Naturkautschuk		
Größe:	Länge: 42 cm, Breite: 25 cm.		
Farbe:	Blau		
Verpackungseinheit:	Menge	Verpackung	GTIN-Nr.
	40 St.	Polybeutel, 5 St. zusammengerollt	4049825003960
	800 St.	Versandkarton	4049825003958
Lagerung:	Bei 5°C bis 40°C und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre		
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.		