

Produktdatenblatt

# SplashCoat+



<b>Basis REF:</b>	421
<b>Produktbezeichnung:</b>	SplashCoat+
<b>Handelsmarke:</b>	SAFE®
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

<b>Klassifizierung:</b>	Kategorie I der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)				
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Vorderteil und die Ärmel des SplashCoat+ bestehen aus einem Material, das nach EN 14126 gegen Penetration von Bakterien und Viren getestet wurde. Das Rückenteil besteht aus dünnem und luftdurchlässigem Vliesstoff. Der Kittel hat die Öffnung auf der Rückseite, zum Schließen zwei Bindebänder am Kragen und zwei Bindegürtel. Den äußeren Abschluss der Ärmel bildet ein mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug. Entspricht dem HACCP-Konzept.				
<b>Material:</b>	Vorderteil und Ärmel: Splash+ Rückenteil: Vliesstoff aus reinem Polypropylen Ärmelbündchen: Gummizug aus latexfreiem, synthetischem Elastomer Nähgarn: 100% Polyester				
<b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>	Keine Intoleranzreaktionen.				
<b>Länge:</b>	136 cm				
<b>Varianten:</b>	<b>REF</b>	<b>Farbe</b>	<b>Menge</b>	<b>Verpackung</b>	<b>GTIN-Nr.</b>
	421B	Blau	10 Stk.	Beutel	4049825002826
	421B	Blau	100 Stk.	Karton	
	421Y	Gelb	10 Stk.	Beutel	4049825002390
	421Y	Gelb	100 Stk.	Karton	
<b>Lagerung:</b>	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre				



**DACH Schutzbekleidung**  
GmbH & Co. KG

**Entsorgung:**

Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.

Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.