

Produktdatenblatt

MediClassic Splash

REF:	2111G
Produktbezeichnung:	MediClassic Splash
Handelsmarke:	SAFE®
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG



Klassifizierung:	Klasse I der Richtlinie 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458
Farbe:	Grün
Größe:	18 x 9,5/19 cm
Material:	<p>Außenseite: flüssigkeitsabweisendes Polypropylenvlies Innenseite: hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies Filtermedium: Meltblown-Mikrofaser aus Polypropylen Anti-Splash Layer: flüssigkeitsabweisende Membran Bänder: hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies Nasenbügel: PE ummantelter Draht Schild: beschlagfrei und distorsionsfrei, mit Seitenklappen</p>
Produktbeschreibung:	<p>Latexfreie, hochwertige, anatomisch geformte, nicht sterile 4-lagige Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel, die Innen- und Außenseite bestehen aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies. Das Filtermedium besteht aus speziellem, im Meltblown-Verfahren hergestelltem Mikrofaservlies. Zusammengeschweißt im Ultraschallverfahren.</p> <p>Das nicht reflektierende, beschlagfreie Augenschild schützt auch bei flüssigkeitsintensiven Eingriffen zuverlässig vor Spritzern. Mit Seitenschutz.</p> <p>Frei von Latex und Phthalaten.</p>
Allgemeine Anforderungen:	EN 14683:2005 für chirurgische Masken: Typ II R (flüssigkeitsresistent)



	Menge	Verpackung	EAN
Verpackung:	25 Stk.	Spenderbox	4049825000181
	400 Stk.	Karton	
Gebrauchsdauer:	Einmalgebrauch		
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren.		
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu befolgen.		