

Produktdatenblatt

PP-Überschuhe

Die Herstellung entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte, der Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 13485 und ISO 9001.



Produktdaten (V. 1.0)

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| REF: | 926W | | |
| Produktbezeichnung: | Überschuhe mit verstärkter Sohle. | | |
| Handelsmarke: | SAFE® | | |
| Hersteller: | DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG | | |
| Klassifizierung: | Kategorie I der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). | | |
| Produktbeschreibung: | Die Überschuhe bestehen aus einem Vliesstoff-Ausschnitt, der mit einer Overlock- Naht von der Ferse über Sohle und Schuhspitze zu einer Hülle zusammen gefasst ist. Die Öffnung des Überschuhs ist eingefasst mit einem Gummizug. Die Nähte des Schuhs sind verschweißt im Ultraschallverfahren. Die Sohle ist mit einem PE-Überzug beschichtet. | | |
| Material: | reines Polypropylen Sohle: Polyethylen-Überzug Gummizug: Naturkautschuk | | |
| Größe: | Länge: 41 cm, Breite: 15 cm | | |
| Farbe: | Oberteil weiß / Sohle weiß | | |
| Verpackungseinheit: | Menge | Verpackung | GTIN-Nr. |
| | 50 St. | Polybeutel, 10 St. Zusammengerollt | 4049825003397 |
| | 500 St. | Im Versandkarton | 4049825503385 |
| Lagerung: | Bei 5°C bis 40°C und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre | | |
| Entsorgung: | Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten. | | |



DACH Schutzbekleidung
GmbH & Co. KG