











Produktdatenblatt

GentleSafe® Nitrile EXTRA



REF:	873
Produkt:	GentleSafe® Nitrile Extra
Handelsmarke:	EcoComfort®
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co.KG

Klassifizierung:	Kategorie III der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte						
Produktbeschreibung:	Der Nitril-Handschuh ist puderfrei, flüssigkeitsundurchlässig und bietet eine ausgezeichnete Beweglichkeit mit hohem Tragekomfort. Beidhändig tragbar, Rollrand, nicht steril, hervorragendes Tastempfinden, Farbe: blau						
Material:	100% Nitril, texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen – verbesserte Griffsicherheit.						
Normen:	     						
Eigenschaften:	 Keine Intoleranzreaktionen. Dieses Produkt enthält kein Naturkautschuklatex, das allergische oder anaphylaktischer Reaktionen auslöst.   						
Varianten:	REF	Größe	Breite (mm)	Länge (mm)	Menge	Verpackung	GTIN
	873/S	S	85 +/-5	290 - 300	100 Stk.	Spenderbox	4049825002079
	873/S	S	85 +/-5	290 - 300	1000 Stk.	Karton	
	873/M	M	95 +/-5	290 - 300	100 Stk.	Spenderbox	4049825002086



	873/M	M	95 +/-5	290 - 300	1000 Stk.	Karton	4049825002086
	873/L	L	105 +/-5	290 - 300	100 Stk.	Spenderbox	4049825002093
	873/L	L	105 +/-5	290 - 300	1000 Stk.	Karton	
	873/XL	XL	115 +/-5	290 - 300	100 Stk.	Spenderbox	4049825002109
	873/XL	XL	115 +/-5	290 - 300	1000 Stk.	Karton	
Einschränkung:	<p>Die Handschuhe sind für den Einmalgebrauch konzipiert.</p> <p>Die Schutzdauer im Arbeitseinsatz kann von der nach EN 374 ermittelten Durchbruchzeit abweichen, da sie von den Arbeitsbedingungen abhängt.</p>						
Lagerung:	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 3 Jahren.</p>						
Entsorgung:	<p>Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden, ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p> <p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.</p>						