

Produktdatenblatt

OP-Shorts *plus*



REF:	713
Produktbezeichnung:	OP-Shorts plus
Handelsmarke:	SAFE®
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

Klassifizierung:	Kategorie I der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)				
Produktbeschreibung:	Die OP-Shorts besteht aus weichem hautfreundlichem Vliesstoff. Sie hat halblange Hosenbeine, ist mit Gummizug an der Taille ausgerüstet und hat einen Untersuchungsschlitz mit Klett-Abdeckung. Der Schnitt der OP-Shorts ist großzügig und für beidseitige Anwendung konzipiert. Entspricht dem HACCP-Konzept. Einsatz: Koloskopie, Frauenheilkunde, Hämatologie.				
Material:	Vliesstoff:	reines Polypropylen			
	Gummizug:	latexfreies, synthetisches Elastomer			
	Nähgarn:	100% Polyester 17 – 18 tex			
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.				
Abmessungen:		Uni	XXL		
	Länge:	60 cm	67 cm		
	Breite:	70 cm	80 cm		
	Schlitz:	22,5 cm	25,5cm		
Farbe:	Dunkelblau				
Varianten:	REF	Größe	Menge	Verpackung	GTIN
	713B/U	Uni	10 Stk.	Beutel	
	713B/U	Uni	100 Stk.	Karton	



	713B/XXL	XXL	10 Stk.	Beutel	4049825002178
	713B/XXL	XXL	100 Stk.	Karton	
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre				
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.				