

Produktdatenblatt

SplashCoat *pro+*



REF:	422Y
Produktbezeichnung:	SplashCoat pro+
Handelsmarke:	SAFE®
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

Klassifizierung:	Kategorie I der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)				
Produktbeschreibung:	Das Vorderteil und die Ärmel bestehen aus einem Material, das nach EN 14126 gegen Penetration von Bakterien und Viren getestet wurde. Das Rückenteil besteht aus dünnem und luftdurchlässigem Vliesstoff. Der Kittel hat die Öffnung auf der Rückseite, zum Schließen zwei Bindebänder am Kragen und zwei Bindegürtel, sowie gestrickte Ärmelbündchen.				
Material:	Vorderteil und Ärmel: Splash+ Rückenteil: Vliesstoff aus reinem Polypropylen Ärmelbündchen: gestricktes Bündchen aus 100% Polyester Nähgarn: 100% Polyester				
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen Latexfrei				
Größe/Länge:	M / 110 cm L / 136 cm XL / 145 cm				
Farbe:	Gelb				
Varianten:	REF	Größe	Menge	Verpackung	GTIN-Nr.
	422Y/M	M	10 Stk.	Beutel	4049825002406
	422Y/M	M	100 Stk.	Karton	
	422Y/L	L	10 Stk.	Beutel	4049825002413
	422Y/L	L	100 Stk.	Karton	



	422Y/XL	XL	10 St.	Beutel	4049825002475
	422Y/XL	XL	100 St.	Karton	
Einsatzbereich:	Infektionsprävention und Schutz gegen MRSA oder Noroviren				
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre				
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.				