

Produktdatenblatt

IsoCoat Zytex® 360



REF:	425Y
Produktbezeichnung:	IsoCoat Zytex® 360
Handelsmarke:	SAFE®
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

Klassifizierung:	Kategorie I der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)		
Produktbeschreibung:	Der Isolationskittel besteht aus dem Material Zytex®, das nach EN 14126 gegen die Penetration von Blut und Viren sowie nach EN ISO 6529 gegen die Permeation von Zytostatika getestet wurde. Zytex® wurde speziell für den Umgang mit Zytostatika entwickelt und weist eine hohe Dichtigkeit gegenüber Zytostatika auf. Öffnung auf der Rückseite, zwei Bindegürtel und mit gestrickten Ärmelbündchen.		
Material:	Kittel:	Zytex®	
	Ärmelbündchen:	gestricktes Bündchen aus 100% Polyester	
	Nähgarn:	100% Polyester	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.		
Länge:	130 cm		
Farbe:	Gelb		
Verpackungseinheit:	Menge	Verpackung	GTIN-Nr.
	10 Stk.	Beutel	
	50 Stk.	Karton	
	4049825002444		
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre		



DACH Schutzbekleidung
GmbH & Co. KG

Entsorgung:

Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.