

Produktdatenblatt

# MediCap AstroEco

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>REF:</b>                | 122G                                |
| <b>Produktbezeichnung:</b> | MediCap AstroEco                    |
| <b>Handelsmarke:</b>       | SAFE®                               |
| <b>Hersteller:</b>         | DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG |



|   |   |  |             |
|---|---|--|-------------|
| <b>Klassifizierung:</b>                 | Klasse I der Richtlinie EU 2017/745 über Medizinprodukte ; UMDNS Code: 15-223.  |  |             |
| <b>Produktbeschreibung:</b>             | Die Haube in Astronauten-Form besteht aus einem Kopfberteil und einem Rundum-Teil. Die beiden Teile werden mit einer Overlock-Naht zusammengefasst. Das Rundum-Teil ist auch zum Binden verwendbar. Die Stirnseite der Haube ist mit einem mehrlagigen, saugfähigen Schweißband versehen. |  |             |
| <b>Material:</b>                        | Haube:  | reiner Polypropylen Vliesstoff, antistatisch behandelt |             |
|   | Gummizug:   | latexfreies, synthetische Elastomere                   |             |
|   | Nähgarn:  | 100% Polyester   |             |
| <b>Dermatologische Verträglichkeit:</b> | Keine Intoleranzreaktionen.   |  |             |
| <b>Farbe:</b>                           | Grün  |  |             |
| <b>Verpackungseinheit:</b>              | <b>Menge</b>  | <b>Verpackung</b>                                      | <b>GTIN</b> |
|   | 100 Stk.  | Beutel   |             |
|   | 1000 Stk.   | Karton   |             |
|   | 4049825000464   |  |             |
| <b>Lagerung:</b>                        | Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre   |  |             |
| <b>Entsorgung:</b>                      | Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.                    |  |             |