

## Produktdatenblatt

# Haarnetz

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>REF:</b>                | 155W                                |
| <b>Produktbezeichnung:</b> | Haarnetz mit Schirm                 |
| <b>Handelsmarke:</b>       | SAFE®                               |
| <b>Hersteller:</b>         | DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG |



|   |   |                                      |               |
|---|---|--------------------------------------|---------------|
| <b>Klassifizierung:</b>                 | Kategorie I der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)   |                                      |               |
| <b>Produktbeschreibung:</b>             | Das Haarnetz besteht aus weichem Polyamid-Netz in Barettform. Der äußere Abschluss im hinteren Bereich des Haarnetzes ist mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug. Das Haarnetz hat vorne einen eingenähten Schirm.       |                                      |               |
| <b>Material:</b>                        | Kopfnetz:   | 100% Polyamid                        |               |
|   | Schirm:   | reiner Polypropylen Vliesstoff       |               |
|   | Gummizug:   | Latexfreies, synthetisches Elastomer |               |
|   | Nähgarn:  | 100% Polyester                       |               |
| <b>Dermatologische Verträglichkeit:</b> | Keine Intoleranzreaktionen.   |                                      |               |
| <b>Farbe:</b>                           | Weiß  |                                      |               |
| <b>Verpackungseinheit:</b>              | <b>Menge</b>  | <b>Verpackung</b>                    | <b>GTIN</b>   |
|   | 100 Stk.  | Beutel                               | 4049825000556 |
|   | 1000 Stk.   | Karton                               |               |
| <b>Lagerung:</b>                        | Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre   |                                      |               |
| <b>Entsorgung:</b>                      | Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Produkt im Hausmüll und auf Deponien entsorgt und thermisch verwertet werden, ohne das giftige Stoffe freigesetzt werden. National geltende Bestimmungen und Gesetze sind zu befolgen. |                                      |               |