

Produktdatenblatt

MediComfort Excel



REF:	221G
Produktbezeichnung:	MediComfort Excel
Handelsmarke:	SAFE®
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

Klassifizierung:	Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458 Typ II R (flüssigkeitsresistent), geprüft nach EN 14683:2019 für chirurgische Masken		
Produktbeschreibung:	Latexfreie, hochwertig, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel. Innen- und Außenseite besteht aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies. Das Filtermedium ist ein spezielles, im Meltblown-Verfahren hergestelltes Mikrofaser vlies, zusammengeschnitten im Ultraschallverfahren.		
Material:	Außenseite:	flüssigkeitsabweisendes Polypropylenvlies	
	Innenseite:	besonders weiches und hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies	
	Filtermedium:	Mikrofaser aus Polypropylen, im Meltblown-Verfahren hergestellt	
	Bänder:	hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies	
	Nasenbügel:	PE ummantelter Draht	
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.		
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Die Maske eignet sich für den dauerhaften Einsatz in Reinräumen, z.B. OP, Pharma, Lebensmittel und Elektronik, und bietet einen hervorragenden Schutz.		
Standardfarbe:	Grün gestreift		
Verpackungseinheit:	Menge	Verpackung	GTIN 4049825000198
	50 Stk.	Spenderbox	
	1000 Stk.	Karton	



Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 5 Jahre
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.
Hinweis:	Nicht steril. 