


Produktdatenblatt

Tragelaken

REF:	3007
Handelsmarke:	ecoComfort®
Produktbezeichnung:	Tragelaken
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG



Produktbeschreibung:	Das Tragelaken besteht aus einer Kombination von absorbierendem Zellstoff und einer flüssigkeitsundurchlässigen Folie. Die 17-fache Fadenverstärkung garantiert eine hohe Reißfestigkeit.		
Material:	Zellstoff, Polyethylen, Nylonfaden		
Größe:	100 x 210 cm		
Verpackungseinheit	Menge	Verpackung	GTIN
	25 Stk.	Beutel	4049825002963
	100 Stk.	Karton	
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre		
Entsorgung:	Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Produkt im Hausmüll und auf Deponien entsorgt und thermisch verwertet werden, ohne das giftige Stoffe freigesetzt werden. National geltende Bestimmungen und Gesetze sind zu befolgen.		