

Produktdatenblatt

OP-Mantel Easy



Produktbezeichnung:	OP-Mantel Easy
Handelsmarke:	SAFE®
REF:	443
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

Klassifizierung:	Kategorie I der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte				
Anforderungen:	DIN EN 13795:2011+A1:2013				
Produktbeschreibung:	Der OP-Mantel Easy besteht aus atmungsaktivem, abriebfestem und fusselfreiem SMS-Material. Mit dieser dreischichtigen Barriere bietet dieser OP-Kittel optimalen Schutz gegen Flüssigkeiten und Infektionserreger, ohne den Tragekomfort oder die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen. Dieser Kittel hat seine Öffnung am Rücken. Ein Klettverschluss im Nackenbereich und zwei Bindegürtel im Taillenbereich ermöglichen ein schnelles An- und Ausziehen. Alle Nähte sind ultraschallverschweißt und somit resistent gegen das Eindringen von Flüssigkeit und Infektionserregern. Die gestrickten elastischen Bündchen sorgen für einen sicheren Sitz der Handschuhe.				
Material:	Mantel: SMS Außenseite: Flüssigkeitsabweisender Vliesstoff Innenseite: Hautfreundlicher Vliesstoff Filterschicht: Mikrofaservlies Strickbündchen: 100% Polyester Frei von PVC (polyvinyl chloride), DEHP(2-ethylhexylphthalat), Latex Dieses Produkt ist nicht steril.				
Maße:	Länge: 43 cm, Breite: 20 cm.				
Varianten:	REF	Größe	Menge	Verpackung	GTIN No. 4049825003489
	443/G/L	L	5 pcs.	Beutel	
	443/G/L	L	50 pcs.	Karton	



Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.