

Produktdatenblatt

# IsoCoat Zytex® 360



<b>REF:</b>	425Y
<b>Produktbezeichnung:</b>	IsoCoat Zytex® 360
<b>Handelsmarke:</b>	SAFE®
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

<b>Klassifizierung:</b>	Kategorie I der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)		
<b>Produktbeschreibung:</b>	Der Isolationskittel besteht aus dem Material Zytex®, das nach EN 14126 gegen die Penetration von Blut und Viren sowie nach EN ISO 6529 gegen die Permeation von Zytostatika getestet wurde. Zytex® wurde speziell für den Umgang mit Zytostatika entwickelt und weist eine hohe Dichtigkeit gegenüber Zytostatika auf. Öffnung auf der Rückseite, zwei Bindegürtel und mit gestrickten Ärmelbündchen.		
<b>Material:</b>	Kittel:	Zytex®	
	Ärmelbündchen:	gestricktes Bündchen aus 100% Polyester	
	Nähgarn:	100% Polyester	
<b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>	Keine Intoleranzreaktionen.		
<b>Länge:</b>	130 cm		
<b>Farbe:</b>	Gelb		
<b>Verpackungseinheit:</b>	<b>Menge</b>	<b>Verpackung</b>	<b>GTIN-Nr.</b>
	10 Stk.	Beutel	
	50 Stk.	Karton	
	4049825002444		
<b>Lagerung:</b>	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre		



**DACH Schutzbekleidung**  
GmbH & Co. KG

**Entsorgung:**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Produkt im Hausmüll und auf Deponien entsorgt und thermisch verwertet werden, ohne das giftige Stoffe freigesetzt werden. National geltende Bestimmungen und Gesetze sind zu befolgen.