

Produktdatenblatt

IsoCoat Zytex® 360



REF:	426Y
Produktbezeichnung:	IsoCoat Zytex® 360
Handelsmarke:	SAFE®
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

Klassifizierung:	Kategorie I der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)		
Produktbeschreibung:	Der Isolationskittel besteht aus dem Material Zytex®, das nach EN 14126 gegen die Penetration von Blut und Viren sowie nach EN ISO 6529 gegen die Permeation von Zytostatika getestet wurde. Zytex® wurde speziell für den Umgang mit Zytostatika entwickelt und weist eine hohe Dichtigkeit gegenüber Zytostatika auf. Öffnung auf der Rückseite, zwei Bindegürtel und mit gestrickten Ärmelbündchen.		
Material:	Kittel: Zytex® Ärmelbündchen: gestricktes Bündchen aus 100% Polyester Nähgarn: 100% Polyester		
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.		
Länge:	160 cm		
Farbe:	Gelb		
Verpackungseinheit:	Menge	Verpackung	GTIN-Nr. 4049825002451
	10 Stk.	Beutel	
	50 Stk.	Karton	
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre		



DACH Schutzbekleidung
GmbH & Co. KG

Entsorgung:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Produkt im Hausmüll und auf Deponien entsorgt und thermisch verwertet werden, ohne das giftige Stoffe freigesetzt werden. National geltende Bestimmungen und Gesetze sind zu befolgen.