

Produktdatenblatt **EcoCoat pro**



REF:	411/G
Produktbezeichnung:	EcoCoat pro
Handelsmarke:	ecoComfort®
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

Klassifizierung:	Kategorie I der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)				
Produktbeschreibung:	Der Eco-Coat pro besteht aus weichem Vliesstoff, mit einer Öffnung auf der Rückseite, zwei Bindegürteln und gestrickte Armbündchen. Entspricht dem HACCP-Konzept.				
Material:	Vliesstoff: reines Polypropylen Ärmelbündchen: 100% Polyester Nähgarn: 100% Polyester				
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen				
Länge:	Größe M: 115 cm, Größe L: 130 cm				
Farbe:	Grün				
Varianten:	REF	Größe	Menge	Verpackung	GTIN
	411/G/M	M	10 Stk.	Beutel	4049825002703
	411/G/M	M	100 Stk.	Karton	
	411/G/L	L	10 Stk.	Beutel	4049825003915
	411/G/L	L	100 Stk.	Karton	
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre				
Entsorgung:	Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Produkt im Hausmüll und auf Deponien entsorgt und thermisch verwertet werden, ohne das giftige Stoffe freigesetzt werden.				



DACH Schutzbekleidung
GmbH & Co. KG

	National geltende Bestimmungen und Gesetze sind zu befolgen.
--	--