











879 | GentleSafe® EXTRA | Produktdatenblatt

Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	
Handelsmarke:	SAFE®	
Produkt:	GentleSafe® EXTRA	
REF:	879/W/S 879/W/M 879/W/L 879/W/XL	

Klassifizierung:	KAT III nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Klasse I nach der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte.										
Material:	Carboxylierter Nitril-Butadien-Kautschuk										
Produktbeschreibung:	<p>Der Nitril-Handschuh ist puderfrei, latexfrei und flüssigkeitsundurchlässig.</p> <p>Er bietet eine ausgezeichnete Beweglichkeit mit hohem Tragekomfort und maximaler Fingerfertigkeit (Level 5/5). Hohe Elastizität bei geringer Anstrengung. Kein Ermüden der Hände.</p> <p>Beidhändig tragbar, Rollrand, nicht steril, hervorragendes Tastempfinden.</p> <p>Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen. Ausgezeichnete Griffsicherheit, auch im Umgang mit nassen oder feuchten Gegenständen.</p> <p>Hervorragende Performance gegen Chemikalien, besonders gegen Zytostatika und Lösungsmittel, Säuren und Basen, Oxidationsmittel, Viren, Bakterien und Pilze.</p> <p>EXTRA längerer Handschuh für noch mehr Sicherheit gegen Chemikalien und EXTRA Tragekomfort.</p>										
Piktogramme und Standards:	<table border="1"> <tr> <td>CAT 3</td> <td>ASTM 1671</td> <td>EN 21420</td> <td>EN 455-2</td> <td> <small>EN ISO 374-5:2016</small>  <small>VIRUS</small> </td> </tr> <tr> <td>AQL1,5</td> <td>ASTM D7160</td> <td>EN 455-1</td> <td>EN 455-3</td> <td> <small>EN ISO 374-1:2016</small> <small>TYPE C</small>  </td> </tr> </table>	CAT 3	ASTM 1671	EN 21420	EN 455-2	<small>EN ISO 374-5:2016</small>  <small>VIRUS</small>	AQL1,5	ASTM D7160	EN 455-1	EN 455-3	<small>EN ISO 374-1:2016</small> <small>TYPE C</small> 
CAT 3	ASTM 1671	EN 21420	EN 455-2	<small>EN ISO 374-5:2016</small>  <small>VIRUS</small>							
AQL1,5	ASTM D7160	EN 455-1	EN 455-3	<small>EN ISO 374-1:2016</small> <small>TYPE C</small> 							

879 | GentleSafe® EXTRA | Produktdatenblatt

Sonstige Eigenschaften:	 <p>Keine Intoleranzreaktionen: Dieses Produkt enthält kein Naturlatex.</p>  <p>Virendicht nach ASTM 1671: Bestimmung des Widerstandes von Materialien gegen die Durchdringung von viralen Krankheitskeimen.</p>  <p>Nicht steril.</p>
Länge:	min. 300 mm
Breite:	S: 85 +/- 5 mm; M: 96 +/- 5 mm; L: 107 +/- 5 mm; XL: 118 +/- 5 mm
Farbe:	Weiß

Verpackung und Varianten:	Menge	Verpackung
	100 Stk.	Spenderbox
	1000 Stk.	Karton
GTIN:	879/W/S	4049825006688
	879/W/M	4049825006695
	879/W/L	4049825006701
	879/W/XL	4049825006718
Einschränkung:	<p>Die Handschuhe sind für den Einmalgebrauch konzipiert.</p> <p>Die Schutzdauer im Arbeitseinsatz kann von der nach EN 374 ermittelten Durchbruchzeit abweichen, da sie von den Arbeitsbedingungen abhängt.</p>	

879 | GentleSafe® EXTRA | Produktdatenblatt

Lagerung:	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern (siehe Verpackung).</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 3 Jahren (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt).</p>
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	<p>Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen.</p> <p>Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p>